

CALBENIUM LIQUID

Disinfection product for dental unit



CALBENIUM® ist ein Desinfektionsmittel für die Wasserkreisläufe von Dentaleinheiten.

CALBENIUM® wurde so konzipiert, dass es mit allen Dentaleinheiten kompatibel ist und keine Veränderungen an den internen Komponenten verursacht.

CALBENIUM® ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa mit CE-Kennzeichnung, das den Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EG entspricht.

ARTIKELNUMMERN

CHIRURGISCH

Artikelnr.	Verpackung
2910.013	1 Liter
2910.023	2 Liter

FRÜCH

Artikelnr.	Verpackung
2910.012	1 Liter
2910.022	2 Liter

MINZE

Artikelnr.	Verpackung
2910.011	1 Liter
2910.021	2 Liter

ZUSAMMENSETZUNG

CALBENIUM® enthält: CTAB - EDTA - Chloramin - Bronidox – Ethylalkohol - Aspartam – Allantoin – Foamaster

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

	CALBENIUM® Chirurgisch	CALBENIUM® Früchte	CALBENIUM® Minze
Aussehen	Klare, durchsichtige Flüssigkeit	Klare, durchsichtige Flüssigkeit	Klare, durchsichtige Flüssigkeit
pH	5 ± 0.5	5 ± 0.5	5 ± 0.5
Dichte	1,020 - 1,040	1,020 - 1,040	1,020 - 1,040





LAGERUNG

- Das Produkt in der Originalverpackung aufbewahren
- Das Produkt aufrecht lagern
- Bei Raumtemperatur lagern
- Verfallsdatum vor dem Öffnen: 2 Jahre ab Herstellungsdatum
- Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen: 2 Monate nach dem Öffnen und Verschließen oder bei direktem Anschluss an ein System

LEISTUNGSMERKMALE VON CALBENIUM®

CALBENIUM® 2% ist wirksam gegen *Pseudomonas Aeruginosa* und *Staphylococcus Aureus* (Mindestreduktion 5 log¹⁰ KBE) nach 5 Minuten Kontakt bei 20°C gemäß der Norm NF EN 1040: 2006

CALBENIUM® 2% ist wirksam gegen *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *Enterococcus Hirae* und *L.pneumophila* nach 60 Minuten Kontakt bei 20°C gemäß der Norm NF EN 13727+A2:2015

CALBENIUM® 2% ist wirksam gegen *menschliches Coronavirus E229*, *Adenovirus Typ 5* und *Norovirus murin* nach 60 Minuten Kontakt bei 20°C gemäß der Norm NF EN 14476+A2:2019

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Schutzbrille gegen Flüssigkeitsspritzer tragen.
- Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Bei Augenkontakt mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Hautkontakt die Haut mit Wasser abwaschen.
- Nicht unverdünnt in die Umwelt gelangen lassen
- Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

CALBENIUM® sollte unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen aufbewahrt werden: bei Raumtemperatur für maximal 2 Jahre. Wenn die Flasche geöffnet und wieder mit einer Kappe versehen wird oder wenn sie direkt an das System angeschlossen wird, kann das Produkt bei Raumtemperatur bis zu 2 Monate lang aufbewahrt werden.



Entsorgen Sie reines CALBENIUM® nicht im Abwasser, das Produkt muss über eine zugelassene Sammelstelle entsorgt werden.

Wir empfehlen den Anwendern, das Wasser regelmäßig auf mikrobiologische Verunreinigungen zu überprüfen.

Verfahren zur Verdünnung von CALBENIUM®

Das Produkt muss 2%ig verdünnt werden: 20 mL des reinen Produkts werden mit 1L Wasser aufgefüllt. Nach einer Verdünnung auf 2% kann das Produkt im Abwasser entsorgt werden. Wenn der Behälter völlig leer ist oder das Haltbarkeitsdatum überschritten ist, bewahren Sie das Etikett auf dem Behälter auf. Den Behälter und seinen Inhalt in einen zugelassenen Sammelbehälter geben.

Sicherheitsbezogene Symbole

Eine Beschreibung der Piktogramme, die in der Bedienungsanleitung und/oder auf dem Etikett des Produkts angegeben sind, ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:



Warnung



Medizinisches Gerät der Klasse IIa gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/CE

Die Genehmigung zur CE-Kennzeichnung wurde von der benannten Stelle SZUTEST erteilt



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung



Kontakt Daten des Herstellers des Medizinprodukts



Chargennummer



Artikelnummer



Umweltrisiko



Verfallsdatum



Herstellungsdatum

IFU Version 05 – Letzte Überarbeitung am 14/10/2021

