

CALBENIUM LIQUID

Disinfection product for dental unit



Il CALBENIUM® è un disinfettante per i circuiti idraulici delle unità dentali.

Il CALBENIUM® è stato formulato per essere compatibile con tutte le unità dentali e non causare modifiche dei componenti interni.

Il CALBENIUM® è un dispositivo medico di classe IIa marcato CE, conforme ai requisiti della direttiva europea 93/42/CE

REFERENZE

CHIRURGICAL

Referenza	Confezionamento
2910.013	1 Litro
2910.023	2 Litri

FRUITS

Referenza	Confezionamento
2910.012	1 Litro
2910.022	2 Litri

MENTHE

Referenza	Confezionamento
2910.011	1 Litro
2910.021	2 Litri

COMPOSIZIONE

Il CALBENIUM® contiene: CTAB - EDTA - Cloramina - Bronidox – Alcol etilico - Aspartame - Allantoina - Foamaster

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

	CALBENIUM® Chirurgical	CALBENIUM® Fruits	CALBENIUM® Menthe
Aspetto	Liquido chiaro e trasparente	Liquido chiaro e trasparente	Liquido chiaro e trasparente
pH	5 ± 0,5	5 ± 0,5	5 ± 0,5
Densità	1,020 - 1,040	1,020 - 1,040	1,020 - 1,040





CONSERVAZIONE

- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale
- Immagazzinare il prodotto in verticale
- Immagazzinare a temperatura ambiente
- Data di scadenza prima dell'apertura: 2 anni dalla data di fabbricazione
- Durata di validità dopo l'apertura: 2 mesi dopo l'apertura con riposizionamento del tappo o se direttamente collegato a un sistema

PRESTAZIONI DI CALBENIUM®

Il CALBENIUM® 2% è efficace su *Pseudomonas Aeruginosa* e *Staphylococcus Aureus* (riduzione minima 5 log¹⁰ UFC) dopo un contatto di 5 min a 20 °C, conformemente alla norma NF EN 1040: 2006

Il CALBENIUM® 2% è efficace su *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *Enterococcus Hirae* e *L.pneumophila* dopo un contatto di 60 min a 20 °C, conformemente alla norma NF EN 13727+A2:2015

Il CALBENIUM® 2% è efficace su *coronavirus umano E229*, *adenovirus tipo 5* e *Norovirus murino* dopo un contatto di 60 min a 20 °C, conformemente alla norma NF EN 14476+A2 :2019

PRECAUZIONI PER L'USO

- Indossare degli occhiali di sicurezza progettati contro gli schizzi di liquidi.
- Indossare dei guanti di protezione adeguati in caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua e consultare un medico.
- In caso di contatto cutaneo, lavare la pelle con acqua.
- Non disperderlo puro nell'ambiente.
- Può produrre una reazione allergica.

MODALITÀ D'USO

Il CALBENIUM® deve essere immagazzinato alle condizioni di stoccaggio raccomandate: a temperatura ambiente per 2 anni al massimo. Una volta che la bottiglia è aperta e viene richiusa con il tappo o se è direttamente collegata a un sistema, il prodotto può essere conservato a temperatura ambiente per 2 mesi al massimo.





Non gettare il CALBENIUM® puro nelle acque reflue. Il prodotto deve essere smaltito da un raccoglitore abilitato.

Raccomandiamo agli utilizzatori di effettuare un controllo regolare della contaminazione microbiologica dell'acqua.

Procedura di diluizione del CALBENIUM®

Il prodotto deve essere diluito al 2%: 20 mL di prodotto puro completato da 1 L d'acqua. Una volta diluito al 2%, il prodotto può essere gettato nelle acque reflue. Se il recipiente è completamente vuoto o la data di validità è stata superata, conservare l'etichetta sul recipiente. Restituire il recipiente e il suo contenuto a un raccoglitore certificato.

Simboli di sicurezza

Una descrizione dei pittogrammi indicati nel manuale di istruzioni per l'uso e/o sull'etichetta del prodotto è fornita nella tabella sottostante:



Avvertenza



Dispositivo medico di classe IIA conforme ai requisiti della direttiva europea 93/42/CE

L'autorizzazione di marcatura CE è stata rilasciata dall'organismo notificato SZUTEST



Leggere il manuale di istruzioni per l'uso prima di ogni utilizzo



Recapiti del fabbricante del dispositivo medico



Numero di lotto



Referenza prodotto



Rischio ambientale



Data di scadenza



Data di fabbricazione

IFU Versione 05 – Ultima revisione il 14/10/2021

