



Talys

STABIL UND PRÄZISE



ERGONOMISCHE ANFORDERUNGEN IM MITTELPUNKT DER UNTERNEHMENS- GESCHICHTE VON AIREL-QUETIN

Seit über 80 Jahren entwickelt und fertigt -AirelQuetin in Frankreich zahnmedizinische Geräte, bei denen ergonomische Anforderungen im Vordergrund stehen. Als Erbe eines anerkannten industriellen Know-hows entwickelt die Unternehmensgruppe Lösungen, bei denen Präzision, Hygiene und Langlebigkeit der medizinischen Behandlung zugutekommen.

Mit dem Talys bieten wir ein neuartiges Konzept für den Behandlungstuhl: einen Tischstuhl mit horizontaler Arbeitsfläche, der für die Arbeit in der 12-Uhr-Position konzipiert ist. Diese Konstruktion gewährleistet optimale Stabilität für den Patienten und fördert eine natürliche Körperhaltung des Zahnarztes. Die direkte Sicht auf das Behandlungsfeld erhöht die Präzision und Gleichmäßigkeit der Handgriffe.

Der Talys wird in unserer nach ISO 13485 zertifizierten Fertigungsstätte in Champigny-sur-Marne hergestellt und ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Er steht voll und ganz im Einklang mit unserem Engagement: in Frankreich zuverlässige und verantwortungsbewusste Geräte zu entwickeln, die im Dienste des medizinischen Fachpersonals stehen.

DIE SÄULEN UNSERES -KNOW-HOWS

Ihre Arbeitsweise ist einzigartig – genau wie unser Sessel

Wir sind davon überzeugt, dass es keine schlechten Behandlungstühle gibt ... nur falsche Entscheidungen. Jeder Behandler hat seine eigene Arbeitsweise, sein eigenes Umfeld und seine eigenen Gewohnheiten. Unsere Aufgabe? Wir helfen Ihnen dabei, die Ausstattung zu finden, die zu Ihnen passt.

Unsere Stühle sind so konzipiert, dass sie sich Ihrer Körperhaltung, Ihren Bewegungen und Ihrem Raum anpassen – und nicht umgekehrt. Dank unserer Fachkompetenz und unserer hauseigenen Konstruktionsabteilung unterstützen wir Sie dabei, einen Arbeitsbereich zu schaffen, der fließend, natürlich und frei von Einschränkungen ist. Bequemes Arbeiten bedeutet, besser und länger zu arbeiten – und dabei Ihren Körper zu schonen.



Die Reinheit des Wassers, die Gelassenheit der Geste

Hygiene liegt uns im Blut. Bereits 1985 entwickelte Airel mit IGN® und Calbénium® zwei Innovationen, die die Dekontamination der Wasserkreisläufe von Zahnarztstühlen revolutioniert haben.

Auch heute noch steht dieser Anspruch im Mittelpunkt all unserer Entwicklungen. Unsere integrierten Systeme sorgen für eine kontinuierliche Desinfektion, begrenzen Kalkablagerungen und verhindern die Bildung von Biofilmen – für gesundes Wasser, dekontaminierte Geräte und eine sichere Umgebung.

Hygiene ist keine Option. Sie ist die Garantie für ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen, Ihrem Team und Ihren Patienten.





Design und Funktionalität vereinen

Da ein Zahnarztstuhl ebenfalls ein zentraler Bestandteil Ihrer Praxis ist, muss er so gestaltet sein, dass er sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional und vertrauenerweckend ist. Unsere Linien sind klar, unsere Formen leicht, unsere Volumen so konzipiert, dass sie Platz sparen und Bewegungsfreiheit bieten. Jedes Detail hat seine Bedeutung: eine abgerundete Abdeckung für eine einfache Reinigung, eine glatte Oberfläche für die Pflege und eine Auswahl an harmonischen Farbtönen, um einen Schrank ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten.



Französische Qualität – zertifiziert und nachhaltig

Ein französischer Hersteller zu sein, ist nicht nur ein Label, sondern eine Verpflichtung. 90 % der Komponenten von ArelQuetin werden in Frankreich in unseren nach ISO 13485 zertifizierten Werkstätten gemäß den strengsten Normen für Medizinprodukte (Klasse IIa) hergestellt.

Wir legen Wert auf Qualität, Reparaturfreundlichkeit und Langlebigkeit – mit langfristig verfügbaren Ersatzteilen und einem Netzwerk regionaler Techniker, die Ihnen zur Seite stehen.

Unser umweltbewusstes Handeln ist langfristig angelegt: Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten mit Ecosystem, verantwortungsbewusster Umgang mit Materialien.



TALYS, DER -SESSEL MIT TISCH

HORIZONTALITÄT IM DIENSTE DER BEWEGUNG

Talys entstand aus einer einfachen Überzeugung heraus: Die Qualität der Behandlung beginnt mit der Qualität der Körperhaltung. Angesichts der Tatsache, dass eine große Mehrheit der Therapeuten von Muskel-Skelett-Erkrankungen betroffen ist, wurde es unerlässlich, die Arbeitshaltung in ihrer sinnvollsten Form neu zu überdenken.

Der Talys-Behandlungsstuhl verfügt über eine vollständig horizontale Liegefläche ohne Unterbrechung im Bereich der Rückenlehne. Diese Konstruktion ermöglicht es dem Patienten, eine stabile, natürlich verteilte Sitzposition einzunehmen. Der Körper wird gleichmäßig gestützt, wodurch Verspannungen und -Mikrobewegungen selbst bei längeren Behandlungen minimiert werden.

Für den Zahnarzt verändert diese konstante Horizontalität den klinischen Ansatz grundlegend, unter anderem dank einer optimierten Bedienung des Behandlungsstuhls. Die 12-Uhr-Position wird zur Selbstverständlichkeit, das Sichtfeld auf den Operationsbereich ist direkt, die Wirbelsäule bleibt in einer geraden Linie. Wiederholte Drehbewegungen nehmen ab, die Schultern entspannen sich, die Handgriffe gewinnen an Präzision. Der Behandlungsstuhl bestimmt nicht mehr die Körperhaltung, sondern unterstützt sie.

Der Talys vereinfacht die tägliche Arbeit. Seine schlichte Konstruktion reduziert die mechanische Komplexität und fördert die Zuverlässigkeit. Die durchgehende Sitzfläche verbessert die Stabilität des Patienten und erhöht dessen Komfort. Sein schlichtes, medizinisches Design vermittelt ein professionelles Erscheinungsbild, das im Einklang mit den Anforderungen in den Bereichen Chirurgie, Implantologie, Endodontie oder anspruchsvoller Zahnbehandlung steht.

Talys setzt nicht auf eine Vielzahl von Funktionen. Im Vordergrund stehen das Wesentliche: Stabilität, Präzision und Langlebigkeit. Der in Frankreich entwickelte und hergestellte Stuhl verkörpert eine anspruchsvolle Vision des Zahnarztstuhls, die darauf ausgelegt ist, die Entwicklung Ihrer Praxis langfristig zu begleiten.





KOPFSTÜTZE MIT UNTERSTÜTZUNG PNEUMATISCH

Stabilität im Betrieb ohne Einschränkungen.

Die ergonomische Kopfstütze des Talys verfügt über angepasste Handgelenkauflagen-, die eine natürliche Stützung der Unterarme und optimale Stabilität bei Präzisionsarbeiten gewährleisten. Dank ihres pneumatisch unterstützten Doppelgelenks lässt sie sich stufenlos, präzise und mühelos einstellen.

Die Anpassung an die Körperform des Patienten erfolgt sofort, unabhängig davon, ob es sich um einen Erwachsenen oder ein Kind handelt. Die Nackenstütze bleibt perfekt positioniert und gewährleistet so Komfort und Stabilität während der gesamten Behandlungsdauer. Diese Stabilität verbessert die Qualität der klinischen Handgriffe und sorgt für eine bessere Sicht auf das Operationsfeld.


Der Behandler arbeitet in einer kontrollierten Körperhaltung mit sicherem und konstantem Halt. Die robuste und zuverlässige Kopfstütze hält auch den anspruchsvollsten Anforderungen des täglichen Gebrauchs stand. Sie fügt sich nahtlos in die schlichte Linienführung des Talys-Behandlungsstuhls ein. Ein technisches Detail, das ganz auf Präzision ausgelegt ist.

EINE KOMPLETTE AUSSTATTUNG

EINHEIT: HÄNGEKABEL

Die Instrumentenablage „Cordons Pendants“ von Airl-Quetin ermöglicht eine optimierte Anordnung der Instrumente. Jedes Instrument ist griffbereit und befindet sich in der Nähe des Kopfes des Patienten, was ein flüssiges und komfortables Arbeiten ermöglicht. Die breite Ausführung der Instrumentenablage. Die an einem ausgleichenden Arm befestigte Instrumentenablage bietet Platz für bis zu 6 Instrumente.

- Instrumente mit „Kopf nach oben“: Die variable Neigung erleichtert das Greifen.
- Beweglichkeit des Instruments: flexible Drehung und Positionierung für maximale Ergonomie.
- Anleitung: Für eine präzise und sichere Handhabung bei jedem Gebrauch.
- 2 herausnehmbare Einlegeböden: für die Wahl der passenden Ablagefläche



Seitlich herabhängende Schnüre

Das beidseitig nutzbare und am Fuß des Stuhls befestigte Tablett bietet Platz für bis zu 6 neigbare Instrumente. Es unterstützt Ihre Arbeitshaltung bei direkter oder indirekter Sicht in der 12-Uhr-Position.



Regal in Wandmontage

In einem kleinen Behandlungsraum ermöglicht die Wandhalterung mit Ausgleichsarm die Nutzung eines Geräts mit vollem Funktionsumfang und lässt sich unter einem Unterschrank verstecken, um den Empfangsbereich für die Patienten freizuhalten.

DER MOBILE EINKAUFSWAGEN



Der mobile Wagen besticht durch ein modernes und praktisches Design. Er ist platzsparend und kann je nach Bedarf am Behandlungsstuhl befestigt oder eigenständig verwendet werden. Dank seiner beidhändigen Bedienbarkeit lassen sich Bildschirm und Tastatur wahlweise links oder rechts anbringen, um sich perfekt an Ihre Arbeitsweise anzupassen. So stehen Ihnen alle Funktionen Ihrer Geräte zur Verfügung, egal wo Sie sich in der Praxis befinden.

Das Gerät ist vollständig beidhändig bedienbar: Bildschirm und Tastatur lassen sich nach links oder rechts ausrichten, um sich ganz natürlich an Ihre Spielgewohnheiten anzupassen. Dabei bleiben alle Einstellungen und die Leistungsmerkmale Ihrer Instrumente erhalten – mit derselben Präzision und derselben einfachen Bedienung.

Der Wagen ist mobil, vielseitig einsetzbar und fügt sich nahtlos in die Umgebung des Talys ein. Er bietet organisatorische Flexibilität und erfüllt gleichzeitig die ergonomischen Anforderungen, die für das Konzept des Stuhl-Tisch-Systems charakteristisch sind.

ZUSATZMODULE

TALYS-KISSEN

Das Talys-Kissen wurde entwickelt, um die Ergonomie des Talys-Stuhls zu ergänzen, und sorgt für eine optimale Stützung des Lendenbereichs. Es fördert eine aufrechte Rückenhaltung und trägt dazu bei, Muskelverspannungen bei längeren Behandlungen zu verringern. Es ist leicht und einfach anzubringen und passt sich allen Patientenprofilen an, um ein angenehmeres Behandlungserlebnis zu gewährleisten. Als echter Pluspunkt des Talys vereint es Komfort, Funktionalität und -Wohlbefinden.



UNTERSTÜTZUNG FLEX-ABSAUGUNG

Der Talys verfügt über eine Flex-Absaughalterung, die sich nahtlos in die Arbeitsplatzgestaltung einfügt. Ausgestattet mit zwei Kanülen mit automatischer Auswahl gewährleistet er eine einfache, reibungslose und sofortige Anwendung. Er ist handlich und platzsparend und lässt sich präzise positionieren, wobei er gleichzeitig große Bewegungsfreiheit bietet. Sein flexibler oder gelenkiger Arm ermöglicht eine intuitive Ausrichtung, die perfekt auf die Bewegungsabläufe des Zahnarztes und der Assistenz abgestimmt ist.

Sein ergonomisches Design minimiert Zwangsbewegungen und sorgt für eine effiziente Absaugung ohne Unterbrechung des Behandlungsablaufs. Kompakt und unauffällig fügt er sich harmonisch in das schlichte Design des Talys-Behandlungsstuhls ein. Er wurde für den intensiven täglichen Einsatz konzipiert und trägt dazu bei, eine strukturierte und übersichtliche Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Eine einfache und zuverlässige Lösung, die sich nahtlos in die Hygienevorschriften der Praxis einfügt.



DIE KONTROLLBILDSCHIRME

Die Arel-Quetin-Bedienfelder wurden entwickelt, um Sie in jeder Phase der Behandlung zu unterstützen, und vereinen Ergonomie, Präzision und Hygiene. Sie haben sofortigen Zugriff auf alle Funktionen des Geräts und können die Einstellungen entsprechend Ihren Behandlungsprotokollen individuell anpassen.




EVO.2

Der hochauflösende Farb-Touchscreen.

Mit seinem 7-Zoll-HD-Farbdisplay ermöglicht das EVO.2 eine umfassende und intuitive Steuerung des Geräts.

Jedes Gerät lässt sich präzise einstellen und so programmieren, dass die Behandlungsprotokolle festgelegt werden können.

EVO.2 ist vollständig abgedichtet und gewährleistet somit einwandfreie Hygiene. Das Gerät verfügt über die neuesten technologischen Entwicklungen (Wave One, Videoüberwachungskamera usw.) und sorgt so für ein reibungsloses, individuelles und skalierbares Arbeitserlebnis.



Zugriff auf die verschiedenen Benutzerprofile mit Zugriffskontrolle.

Hauptmenü: Zugriff auf die Sesselpositionen, die Stoppuhr, die Kamera ... sowie auf die Einstellungen und Konfigurationen der Benutzeroberfläche

Vorauswahl der Drehzahl der Mikromotoren, momenteneinstellung, Auto-Reverse, Wave-One, Auto-Forward.

Einstellung der Leistung des piezoelektrischen der Paro-/Endo-Modi /Zahnsteinentferner.

Einstellung der Lichtintensität sowie der Luft- und erdurchflussmengen der Sprühdüsen.

Desinfektion der Zahnarztstation und Reinigung der Instrumente (tägliches, wöchentliches und intensives Verfahren)

NEO.2

Der monochrome Touchscreen.

Der kompakte und ergonomische Bildschirm NEO.2 zeigt alle Funktionen des Geräts auf einem hintergrundbeleuchteten Monochrom-Touchscreen an.

Seine vollständige Dichtheit gewährleistet perfekte Hygiene und eine außergewöhnliche Langlebigkeit.

Genau wie beim EVO.2 lassen sich die persönlichen Einstellungen dank der Speicherung auf einem USB-Stick ganz einfach auf jeden anderen Sessel übertragen.

Ein zuverlässiges und praktisches Werkzeug, ideal für einen entspannten Arbeitsalltag.



Hauptmenü: Zugriff auf die Sesselpositionen, die Stoppuhr sowie die Einstellungen für die Benutzeroberfläche und die Instrumente.

Anzeige und Vorwahl der Drehzahl der Mikromotoren- Drehmomenteinstellung sowie die Funktionen „Auto-Reverse“ und „Auto-Forward“.

Einstellung der Leistung des piezoelektrischen Zahnsteinentferners Auswahl der Paro-/ Endo-Modi /Zahnsteinentferner.

Einstellung der Lichtintensität sowie der Luft- und Wasserdurchflussmengen der Sprühdüsen.

Zugriff auf die Einstellungen für die Speicherung der Sesselpositionen, Uhrzeit, Datum, Sprachen usw.



DAS KABELLOSE PEDAL

Das kabellose Fußpedal ermöglicht eine uneingeschränkte und völlig freie Steuerung des Geräts und vereint Ergonomie, Präzision und Hygiene. Dank seiner einzigartigen stufenlosen Steuerung lassen sich alle wesentlichen Funktionen des Behandlungstuhls und der Instrumente kabellos per Fußsteuerung bedienen, was für einen unvergleichlich reibungslosen Arbeitsablauf sorgt. Dank der stufenlosen Steuerung lassen sich die Drehzahl der Instrumente, die Leistung des Zahnsteinentferners oder die Intensität des Sprühstrahls präzise einstellen. Die Funktionen „Chip Air“ und „Chip Eau“ können ebenso wie die Bewegungen des Behandlungstuhls oder der Zugriff auf gespeicherte Positionsprogramme mit einem einfachen Tastendruck sofort aktiviert werden.

Optimale Ergonomie und Hygiene

Das Pedal ist als „Druck“- oder „Seitentaste“-Version erhältlich und passt sich ganz natürlich der Körperhaltung und den Arbeitsgewohnheiten an. Der kabellose Betrieb bietet große Bewegungsfreiheit und vermeidet jeglichen unnötigen Kontakt, was für einwandfreie Hygiene am Boden sorgt. Der Akku mit langer Laufzeit, der mehrere Monate hält, garantiert einen zuverlässigen Betrieb über den ganzen Tag hinweg.

Erweiterte Funktionen für mehr Effizienz

- Manuelle oder automatische Absaugung
- Steuerung des Stuhls und der Spuckschale, programmierte oder manuelle Bewegungen
- Sicherheitsstopp durch einfaches Drücken auf den Bügel
- Einfachere Reinigung: Vorübergehende Sperrung des Bildschirms, um eine versehentliche Aktivierung während der Reinigung zu verhindern.

HYGIENE IM MITTELPUNKT IHRER ZAHNARZTPRAXIS

Zahnarztpraxen sind Orte, die besonders anfällig für mikrobiologische Kontaminationen sind. Aufgrund der Art der Behandlungen befinden sie sich an der Schnittstelle zweier Körperwege (Verdauungs- und Atemtrakt), wobei eine mögliche Exposition gegenüber Blut, Aerosolen und komplexen Geräten besteht. Das in einer Zahnarztpraxis verwendete Wasser kann eine Kontaminationsquelle darstellen, sei es bei Sprühgeräten, Instrumenten oder Absaugsystemen.

Diese Faktoren begünstigen die Ausbreitung von Infektionserregern (für den Arzt, das

Pflegepersonal und den Patienten), wenn keine strengen Maßnahmen ergriffen werden. Seit mehr als 35 Jahren steht bei Arel-Quetin die Hygiene im Mittelpunkt der Entwicklung seiner Zahnarztstühle. Als Vorreiter im Bereich der integrierten Dekontamination hat die Unternehmensgruppe exklusive Lösungen entwickelt, um die Sicherheit von Zahnarzt und Patient zu jeder Zeit zu gewährleisten. Wir haben zwei sich ergänzende Technologien entwickelt, die in den Zahnarztstuhl integriert sind und eine kontrollierte Hygiene über die gesamte Behandlungskette hinweg gewährleisten.

DAS WASSER AUS DEN SPRÜHFLASCHEN



IGN®

Vollautomatisches System zur Reinigung des Sprühwassers, angeschlossen an die städtische Wasserversorgung. IGN Evo® ist als externes Gerät oder in den Behandlungsstuhl integriert erhältlich und gewährleistet eine kontinuierliche und zuverlässige Wasseraufbereitung für jeden Patienten.



Calbenium®

Desinfektions- und Entkalkungsmittel für alle Kreisläufe von zahnärztlichen Behandlungseinheiten, einschließlich Aerosole. Calbenium® kann zusammen mit IGN Evo® oder allein verwendet werden und sorgt stets für sauberes, sicheres Wasser, das den strengsten Hygienestandards entspricht.



IGN Cartridge®

Diese Zusatzfilterpatrone reinigt das Wasser der Sprühgeräte kontinuierlich, wenn sie zusammen mit IGN Evo® und Calbenium® verwendet wird. Sie gewährleistet ein optimales Sicherheitsniveau und schützt Ihre Patienten bei jeder Behandlung.

DIE INSTRUMENTE UND SAITEN



Aspisept®

Internes System zur Dekontamination der Absaugschläuche mit Calbenium®. Jede Leitung wird automatisch gereinigt und desinfiziert – ganz ohne aufwendige Handgriffe –, um eine konstante und kontrollierte Hygiene zu gewährleisten.



Calbepuls®

Verfahren zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Instrumentenköpfen mittels eines mit Calbenium® angereicherten Druckluftstrahls und Wasserstrahls. Es beseitigt nach jeder Behandlung jegliches Risiko einer Restkontamination und gewährleistet so die Sicherheit sowohl des Behandlers als auch des Patienten.



Calbenium® Spray

Gebrauchsfertige, alkoholfreie und nicht ätzende Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.



DIE SITZE

Wir wissen, dass jede Bewegung zählt und dass die Körperhaltung direkten Einfluss auf den Komfort und die Präzision der täglichen Arbeit hat. Aus diesem Grund bieten wir ergonomische, anpassbare und leistungsstarke Behandlungsstühle an, die den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Gesundheitsfachmanns gerecht werden und dabei Ästhetik und Funktionalität vereinen.



HARLEY

Der Harley-Sitz sorgt für optimalen Komfort und eine optimale Körperhaltung bei langen Einsätzen:


- Individuell gestaltbare Beschichtung
- Die Rückenstütze und die Neigung der Beine sind so konzipiert, dass Ermüdungserscheinungen minimiert werden.
- Die Auflagefläche wurde durch die Ausweitung der Stütze bis zu den Oberschenkeln um 20 % vergrößert – für dauerhaften und überragenden Komfort.



SYNCHRO

Der Synchro-Bedinersessel vereint Ergonomie und praktische Unterstützung, um jede Bewegung geschmeidig zu begleiten:

- Individuell gestaltbare Beschichtung.
- Optimale Rückenstützung, die den ganzen Tag über gleichbleibenden Komfort gewährleistet.
- Integrierte Fußstütze für eine natürlich ausgeglichene Sitzhaltung.



ASSISTIEREN

Der Sitz des Assistenten vereint Funktionalität und maßgeschneiderten Komfort:

- Individuell gestaltbare Beschichtung
- Multifunktionale Rückenlehne, die je nach Bewegung als Stütze oder ArMLEhne dient.
- Integrierte Fußstütze für eine stabile und entspannte Haltung während der Eingriffe.

Sitzfläche mit -Doppelschaum-
Polsterung, in vielen
verschiedenen Farben
erhältlich.



Rechtes Seitenpedal:
Steuerung der
Sprühdosen, des
Spuckbechers oder
der Bewegung des
Stuhls.

Linkes Pedal: Steuert die
Instrumente und arretiert die
Drehung des Sitzes.

NIRVA 13

Ergonomie und Komfort in einem.

Die „Knie-Sitz-Haltung“ entstand aus der Suche nach einer bequemerer und weniger gesundheitsschädlichen Arbeitshaltung. Diese Haltung zeichnet sich durch eine ergonomische Besonderheit aus, nämlich die Dreiecksformation aus Auge, Becken und Knien.


Wenn sich der Behandler künftig nach vorne beugt, beugt er seine Wirbelsäule nicht, sondern stützt sich auf die natürliche Drehung seines Körpers im Hüftbereich **(1)**.

Der erste Vorteil besteht darin, dass dadurch keine Erkrankungen der Wirbelsäule, des Kreislaufs oder der Atemwege verursacht werden: Der Brustkorb wird nicht mehr zusammengedrückt, da der Rücken gerade bleibt. Somit arbeitet der Behandler nicht unter Atemstillstand und ist nicht mehr den Problemen im Zusammenhang mit dem CO₂-Gehalt im Blut ausgesetzt.

Die zweite Verbesserung gegenüber anderen Positionen ist die doppelte Stütze „Gesäß-Knie“-**(2)**. Diese doppelte Stütze sorgt für eine bessere Durchblutung. Die Venen in den Hüften werden nicht zusammengedrückt, was den Blutfluss fördert. Die „Kniestellung“ verhindert das Sitzen in Kyphosehaltung und beansprucht eher die seitlichen Rücken- und Bauchmuskeln als die Knochenstrukturen.

Zu beachten ist außerdem, dass sich der Behandler aufgrund der Neigung der Beine neben den Patienten stellen kann, ohne durch den Behandlungsstuhl – unabhängig von dessen Bauart – behindert zu werden. So befindet er sich so nah wie möglich am Patienten und hat einen besseren direkten Blick auf das Operationsfeld.

Die Trilogie „Behandler hoch – Stuhl tief – Ablage tief“ ermöglicht dem Behandler eine gute direkte Sicht auf das Operationsfeld in der Höhe **(3)**, ohne dass er sich verrenken muss, um an seine auf der Ablage befindlichen Instrumente (transthorakaler Peitschengriff, unabhängiger Kart) zu gelangen. So kann er seine Arbeit unter guten Bedingungen ausführen und zahlreiche Probleme vermeiden, die durch schlechte Ergonomie verursacht werden.



FARBKARTE

Airel-Quetin bietet eine vielfältige Auswahl an Farbkarten für seine Polsterungen, die sowohl Strapazierfähigkeit als auch Originalität vereinen.

Jede Farbe und jede Struktur wurde sorgfältig ausgewählt, um eine perfekte Harmonie mit dem Ambiente und den Farbtönen der Praxen zu gewährleisten und gleichzeitig optimale Langlebigkeit zu bieten.

Die ausgewählten Materialien verschönern nicht nur den Raum, sondern gewährleisten auch eine dauerhafte Leistungsfähigkeit und sind widerstandsfähig im täglichen Gebrauch. Diese ästhetische und praktische Wahl verleiht dem Raum somit eine individuelle und elegante Note und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen von Fachleuten, die auf Qualität und Langlebigkeit Wert legen.



DIE GRUPPE -„AIRELQUETIN“



F1, AIREL® 1985

Als unabhängiges Familienunternehmen stellt -AirelQuetin den Menschen, die Qualität und die Innovation in den Mittelpunkt jedes Projekts. Unsere Behandlungsstühle und -einheiten werden vollständig in unserem Werk in --Champigny-sur-Marne entwickelt und montiert, das nach ISO 13485 zertifiziert ist – ein Garant für Konformität und Sicherheit. Jedes Gerät, ein Medizinprodukt der Klasse IIa (CE-Kennzeichnung), verfügt über eine Garantie von 2 Jahren, die auf bis zu 5 Jahre verlängert werden kann, um den Praxisbetrieb langfristig zu unterstützen.



Seit über einem Jahrhundert gilt -AirelQuetin als führender französischer Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Zahnarztstühlen und zahnmedizinischer Ausrüstung.

Die Geschichte begann 1921 mit dem Unternehmen Mangin, setzte sich 1982 mit Airel fort und führte im Jahr 2000 zur Fusion mit Quetin, einem traditionsreichen Hersteller, der 1935 gegründet wurde. Diese sich ergänzenden Fachkompetenzen verbinden Innovation und Tradition, um ganzheitliche Lösungen anzubieten, die auf alle zahnmedizinischen Fachgebiete zugeschnitten sind.



Talys, Airel-Quetin® 2026

Auf der Grundlage von Erfahrung und Forschung entwickeln wir ergonomische, modulare und designorientierte Lösungen, die mit unseren exklusiven Systemen zur integrierten Dekontamination (IGN®/Calbenium®) kombiniert werden.

Unser Ziel: Zahnärzten ein leistungsstarkes, hygienisches und auf jedes zahnmedizinische Fachgebiet zugeschnittenes Arbeitsumfeld zu bieten.

Bei Airel-Quetin stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen im Mittelpunkt. Zuhören, Reaktionsfähigkeit und Kundennähe prägen unsere tägliche Betreuung. Unser landesweit vertretenes Vertriebs- und Technikteam gewährleistet eine individuelle Betreuung vor, während und nach der Installation.

Von den Hochschulen bis zu den Privatpraxen, von den Krankenhäusern bis zum Militär – wir alle teilen dieselbe Überzeugung: den Fachkräften im Dentalbereich zu dienen, sie zu unterstützen und zu schützen.





SEIT 1982 DER EXPERTE FÜR
ZAHNARZTPRAXEN.



www.airel-quetin.com
01 48 82 22 22
choisirfrancais@airel.com

Die Airel-Quetin-Geräte sind Medizinprodukte der
Klasse IIa. Benannte Stelle: SZUTEST CE 2195.