




GROUPE
Airel Quetin
POUR UN ÉQUIPEMENT DENTAIRE ADAPTÉ



917 Rue Marcel Paul | 94500 Champigny-sur-Marne | France
Tel. : +33 1 48 82 22 22 | office@airel.com
www.airel-quetin.com

ONE

Le **PE9 One** et le **K2 One** ont été conçus pour répondre à un besoin d'unités de soins dentaires simplifiées mais complètes.

Disponibles également en version tout air, leur ergonomie variée leur permettent d'être installés dans tout environnement et tout type de pratiques.

Le **PE9 One** s'adaptera parfaitement dans un cabinet pour multipraticiens.

Le **K2 One** conviendra aux espaces plus réduits puisqu'il est plus compact.



Dispositif médical : Class IIa - Organisme notifié : SZUTEST (2195)
Fabricant : Airel, France | Février 2021.
Pour toute information complémentaire, se référer à la notice d'utilisation



Les équipements ONE répondent à toutes les exigences et sont disponibles en **cordons pendants** ou en **version fouets**. Présents sur le marché depuis **plus de 15 ans**, les matériaux utilisés sont robustes :

- Le dossier, bras et structures en **aluminium**
- Technologie **pneumatique simple et performante**
- Clavier de commande en **polycarbonate résistant**

L'équipement PE9 One s'adapte à toutes les positions de travail des chirurgiens dentistes.

Ses différentes fonctionnalités en font un unit universel :

- Position ambidextre gaucher ou droitier en 10 secondes
- Large dossier et tête orientables
- Crachoir et support aspiration fixés en position ambidextre

**PE9
ONE**




Le K2 One a été conçu pour s'adapter à tous les espaces de travail, tout en garantissant une ergonomie optimale.

Structure approuvée depuis plus de 15 ans,

- Mouvement vertical du fauteuil, très haut et très bas
- Tablette porte instruments réduites et compacte
- Dossier très fin

**K2
ONE**



Grandes flexibilité et amplitude des cordons




Support aspiration maniable et flexible



Crachoir amovible et rotatif en verre



Tête à double rotation.
**En option : tête pneumatique triple articulation*



**En option : Système de désinfection des tuyaux et sprays*



**En option : Pédale progressive pour toutes les fonctions du fauteuil*



**En option : Support écran et écran de visualisation*



**En option sur PE8 : Support aspiration avec commande du fauteuil*